


Hygiejne Rapport

juli 2007



Kunde : NORDIC STALD KEMI Aps
 Skodborg
Telefon : 4014 8705
Testdato : 04. juli 2007
Emne : Slagtesvinestald
Prøvetager : Ove Christoffersen (laborant)
Metode : Hygicult (totalkim før og efter desinfektion)
Formål : At undersøge effekten af GLUTARDES i MS Powermister

Der er målt totalkim før og efter brug af GLUTARDES anvendt i koldtågeapparat MS Powermister AMP-02.

Der er anvendt 0,3 liter GLUTARDES og 30 liter vand til stald med ca.600 m³ .

Desinfektionen tog ca. 35 minutter.

Stalden stod lukket i 5 timer, hvorefter der er luftet ud i 5 timer.

Resultat Hygicult :

EMNE	svinestald	Totalkim/cm ² før desinfektion	Totalkim/cm ² efter desinfektion
1 : Gulv		>100	1
2 : Gulv		>100	1
3 : Gulv		>100	1
4 : Gulv		>100	0-1
5 : Gulv		>100	1
6 : Gulv		>100	1
7 : Gulv		>100	1
8 : Gulv		>100	1
9 : Gulv		>100	0-1
10 : Gulv		>100	1
11 : Gulv		>100	0-1
12: Gulv		>100	1
13: Gulv		>100	1
14: Gulv		>100	1
15: Gulv		>100	1
16: Gulv		>100	1
17: Gulv		>100	0-1
18 : Gulv		>100	1
19 : Blindprøve		0	0
20: Blindprøve		0	0

fortsættes

EMNE	Totalkim/cm ² før desinfektion	Totalkim/cm ² efter desinfektion
21: Væg (plast)	>100	1
22: Væg (plast)	>100	1
23: Væg (plast)	>100	0-1
24: Væg (plast)	>100	0-1
25: Væg (plast)	>100	0-1
26: Væg (plast)	>100	1
27: Væg (plast)	>100	1
28: Væg (plast)	>100	1
29: Foderautomat (plast)	>100	1
30: Foderautomat (plast)	>100	1
31: Foderautomat (plast)	>100	0-1
32: Foderautomat (plast)	>100	0-1
33: Foderautomat (plast)	>100	1
34: Foderautomat (plast)	>100	1
35: Foderautomat (rustfri st)	>100	1
36: Foderautomat (rustfri st)	>100	1
37: Foderautomat (rustfri st)	>100	1
38: Foderautomat (rustfri st)	>100	0-1
39: Foderautomat (rustfri st)	>100	0-1
40: Foderautomat (rustfri st)	>100	1

INDEKS gulv : >100 0,78

INDEKS total : >100 0,71

Alle tal er per cm² og gennemsnitsværdier fra 9,5 cm² per måling.

KONKLUSION : Der tilstræbes værdier og indekstal under 1,5
 Alle værdier bør ligge under 5.
 Desinfektionen er meget god

DESINFEKTIONSRÅDGIVEREN Aps

Ove Christoffersen

